




OOGDRUPPELEN MET DRUPPELBRIL

Lees deze kaart goed voordat u begint.



1 Controleer of de oogdruppels nog goed zijn.



3 Plaats het flesje in het gaatje dat het beste past. Het flesje mag niet verder dan 1 cm uitsteken.



5 Trek uw ooglid naar beneden en houd uw oog open. Knijp in het flesje.



2 Was uw handen en uw druppelbril.



4 Zet de bril op en buig uw hoofd zo ver mogelijk naar achteren (90°).



6 Zet de bril af. Druk 1 minuut op de binnenste ooghoek. Maak de bril schoon.

