



INSTRUCTIEKAART EASY SLIDE



Easy-slide
Open teen

Een Easy Slide, ook wel een glijzak genoemd, is een hulpmiddel dat is ontworpen om de wrijving tussen de huid en de kous te verminderen. Een Easy Slide kan gebruikt worden om steunkousen gemakkelijker aan te trekken.

Hoe gebruikt u een Easy Slide?

- 1** Schuif de easy-slide over de voet, tot deze in de goede positie zit.
- 2** Schuif de kous over de Easy Slide, trek de kous over de hiel. Zorg ervoor dat de lus of het uiteinde bij de tenen uitsteekt.
- 3** Leg één hand stevig op de hiel en trek met de andere hand aan de lus op de Easy Slide.
- 4** Trek de Easy Slide met kleine bewegingen naar buiten.

Bekijk voor de meest actuele uitleg altijd de instructies van de fabrikant van het hulpmiddel. Hier zitten ook vaak plaatjes bij die laten zien hoe het hulpmiddel werkt.

Meer zien?

Bekijk het filmpje: youtube.com/watch?v=VHNKAEB2-Y8



Meer lezen?

Ga naar: hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/glijzak of scan de QR code:

